

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/mech-torfowiec-sphagnum-moss-500g-p-159416.html>

Mech torfowiec Sphagnum moss 500g

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Cena | 84,01 zł |
| Numer katalogowy | PM04 |
| Kod producenta | 162593643 |
| Kod EAN | 5907708649843 |
| Indeks handlowy | PM04 |
| Nazwa angielska | Sphagnum moss 500g |
| Producent | Happet |
| Waga brutto [kg] | 0,556 |
| Wymiary opakowania | 22 x 25 x 15 cm |

Opis produktu

MECH TORFOWIEC SPHAGNUM MOSS, 500g

To **mech**, który ma wiele zastosowań jak i zalet. Idealnie sprawdzi się jako **podłoże dla płazów** oraz jako dodatek do podłoża dla **gadów, ptaszników i owadów**. Świetnie utrzymuje wysoki poziom wilgotności w terrarium, poprzez doskonałe właściwości chłonne. Można go zastosować jako wkład do mokrej kryjówki, która pomoże Twojemu gadowi bez problemu pozbyć się wylinki, ale również i schłodzić się. Nasz **mech torfowiec** nadaje się do różnych biotopów. Niezależnie od tego, czy masz tropikalny las deszczowy, czy terrarium o tematyce pustynnej, nasz mech jest świetnym dodatkiem. Nadaje się również do **inkubacji jaj**, dzięki jego właściwości antyseptycznym.

Odpowiednie podłoże do **ukorzenia wszelkiego rodzaju roślin**. Struktura mchu pozwala na swobodny rozwój korzeni, dzięki czemu ukorzenie jest szybsze i efektywne. Idealnie dodatek do podłoża, zawierający mikroelementy oraz substancje odżywcze. Unikalna struktura naszego **mchu torfowca** zapewnia doskonałe napowietrzenie podłoża. Zapobiega zagęszczaniu, pozwala korzeniom oddychać i ułatwia optymalne wchłanianie składników odżywczych dla roślin.

Idealnie nadaje się dla:

- **Płazów ogoniastych**
- **Płazów bezogonowych**
- **Gadów**
- **Bezkęgowców (owadów, ptaszników)**
- **Roślin**
- **Inkubacji**

JAK UŻYWAĆ?

1. Otwórz opakowanie z mchem.
2. Zawartość wysyp do miski lub wiadra.
3. Następnie zalej **letnią wodą**, po kilku minutach mech nasiąknie wodą.
4. Odsącz nadmiar wody.
5. Mech gotowy!

Dostępny w rozmiarach:

- **50 g**
- **100 g**
- **150 g**
- **500 g**
- **1 kg**
- **5 kg**

