

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/scanvet-arthroscan-500ml-p-143845.html>

Scanvet ArthroScan 500ml

Cena	221,64 zł
Numer katalogowy	5391525730141
Kod producenta	5391525730141
Wielkość pupila	Bez ograniczeń producenta
Pojemność	500
Specjalna potrzeba	Wsparcie stawów
Faza życia	Bez ograniczeń producenta
Specjalna potrzeba(filtry)	Stawy

Opis produktu

Scanvet ArthroScan 500ml - Opis Produktu

ArthroScan Syrop stosuje się wspomagająco w problemach ze strony układu ruchu u psów. Starannie dobrane składniki wspierają prawidłowe funkcjonowanie stawów i odżywienie chrząstki stawowej.

Wspomagająco przy zmianach zwyrodnieniowych i stanach zapalnych, po urazach i zabiegach ortopedycznych.

Profilaktycznie u psów w okresie rozwoju chrząstek stawowych, z nadwagą, psów aktywnych i sportowych, narażonych na zwiększone obciążenie układu ruchu.

Skład

- Sorbitol
- Glukozamina
- Dimetylosulfon (MSM)
- Siarczan chondroityny
- Kolagen (typ II) Kwas hialuronowy

Analiza Składu

- Węglowodany 24,07%
- Białko surowe 8,73%
- Włókno surowe <0,5%
- Tłuszcz surowy <0,8%
- Popiół surowy 1,9%
- Zawartość wilgoci: 64,5%

Dodatki

- Omega 3 (Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe) 60 000mg
- Witamina C (E300) 10000mg
- Wyciąg z Harpagophytum procumbens (Czarci pazur) 5000mg
- Mangan (E5) w postaci siarczynu manganu jednowodnego 500mg

Dawkowanie

Masa ciała / pierwsze 14-21 dni stosowania:

0-5kg / 1 porcja dziennie.

6-15kg / 2 porcje dziennie.

15-30kg / 3 porcje dziennie.

30-50kg / 4 porcje dziennie.

Ponad 50kg / 5 porcji dziennie.

1 porcja (2,2ml) = 1 naciśnięcie pompki dozownika.

Po 2-3 tygodniach dzienna porcja może być zmniejszona o połowę w zależności od zapotrzebowania zwierzęcia.

Producent nie ogranicza wieku i wielkości zwierzęcia.

Dodatkowe Informacje

ArthroScan Syrop to specjalistyczny produkt o zaawansowanym składzie, kompleksowo wspiera funkcjonowanie stawów. Kwasy tłuszczowe Omega 3 i czarci pazur cechują się naturalnym działaniem przeciwzapalnym. Chondroityna i glukozamina pełnią funkcje budulcowe, wspomagają regenerację chrząstki i zapobiegają mikrouszkodzeniom związanym z intensywnym ruchem lub przeciążeniem stawów. Kolagen typu II stanowi główny białkowy składnik macierzy chrząstki stawowej, istotny do utrzymania jej odporności i elastyczności. Kolagen typu II wchodzący w skład ArthroScan Syrop pochodzi z chrząstki kurcząt, to substancja o bardzo wysokiej skuteczności, potwierdzonej badaniami naukowymi. Jest to kolagen hydrolizowany, o masie cząsteczkowej 1,5-2,5 kDa, bardzo dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego. Kwas hialuronowy odpowiada za lepkość, właściwe funkcjonowanie mazi stawowej oraz odżywienie chrząstki stawowej, chroni powierzchnię chrząstki przed uszkodzeniami. Witamina C i mangan są niezbędne w syntezie kolagenu. MSM stanowi źródło siarki niezbędnej do syntezy glikozaminoglikanów.