

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/vetoquinol-milkocat-vtq-care-200g-butelka-i-2-smoczki-p-148732.html>



Vetoquinol Milkocat VTQ Care 200g + Butelka i 2 Smoczki

Cena	70,09 zł
Numer katalogowy	3605874383999
Kod producenta	3605874383999
Specjalna potrzeba	Karmienie kociąt, Mleko zastępcze
Faza życia	Kocię
Specjalna potrzeba(filtry)	Karmienie kociąt, Mleko zastępcze
Waga	200

Opis produktu

Vetoquinol Milkocat VTQ Care 200g + Butelka i 2 Smoczki - Opis Produktu

Milkocat karma pełnoporcjowa dostarczająca nowonarodzonym kociętom niezbędne składniki matczyne mleka. Jest preparatem mlekozastępczym dla osieroconych kociąt i może być stosowany jako karma uzupełniająca w przypadku większych miotów lub za małej produkcji mleka. Może być podawany rozpuszczony w wodzie lub jako mleko w proszku zmieszane ze zwykłą karmą. Wysokiej jakości składniki, wzbogacone witaminami i oligoelementami są łatwostrawne i wspomagają prawidłowy wzrost.

Skład

- Mleko i produkty mleczne
- Oleje i tłuszcze
- Zboża
- Ekstrakt z białek roślinnych
- Związki mineralne

Analiza Składu

- Białko surowe 29%
- Tłuszcz surowy 23%
- Popiół surowy 8%
- Wapń 1%
- Fosfor 0,8%
- Sód 0,5%
- Włókno surowe 1,7%

Dodatki Na 1kg

- Wit. A 25000IU
- Wit. D3 1000IU
- Wit. E (octan all-rac-alfa-tokoferolu) 160mg
- Wit. B1 (tiaminy chlorowodorek) 22mg
- Wit. B2 (ryboflawina) 34mg
- Wit. B6 (pirydoksyny chlorowodorek) 16mg
- Wit. B12 (cyjanokobalamina) 0,3mg
- Wit. K 0,8mg
- Wit. C (kw. L-askorbowy) 10mg
- Tauryna 2000mg
- Cynk (cynku siarczan jednowodny) 180mg
- Żelazo (chelate żelaza(II) wodzianu glicyny) 100mg
- Mangan (siarczan manganawy monohydrat) 60mg

-
- Miedź (glicynowy chelat miedzi(II) hydrat) 10mg
 - Jod (jodan wapnia bezwodny) 3mg
 - Selen (selenin sodu) 0,3mg
 - BHT 50ppm
 - BHA 10 ppm
 - Spoiwa i środki przeciwzbrylające
 - Substancje aromatyzujące
 - Emulgatory

Dawkowanie

Wiek	1. tydzień	2. tydzień	3. tydzień	4. tydzień	5. tydzień
Liczba karmień w ciągu dnia	8	7	6	5	5
Średnia dzienna objętość (ml/100g masy ciała)	25	25	25	25	25
Zakres dziennej objętości(ml/100g masy ciała)	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30

Dodatkowe Informacje

Przygotowanie: W załączonej butelce: napełnić butelkę mlekiem w proszku do poziomu zaznaczonego jako POWDER. Dolać ciepłej wody do poziomu zaznaczonego jako WATER i nałożyć smoczek na butelkę.

Wstrząsając zapewnić dokładne wymieszanie i dolać wody do linii WATER.

Karmić mlekiem o temperaturze ciała (37°C). W smoczku zrobić dziurkę. Karmić regularnie.