

Link do produktu: <https://sklepdlazwierzat.net/virbac-zenifel-dyfozur-wklad-uzupelniajacy-48ml-p-144943.html>



## Virbac Zenifel Dyfozur + Wkład Uzupełniający 48ml

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | <b>75,70 zł</b>                  |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>3597133081244</b>             |
| Kod producenta   | <b>3597133081244</b>             |
| Faza życia       | <b>Bez ograniczeń producenta</b> |
| Zastosowanie     | <b>Uspokajanie zwierząt</b>      |
| Pojemność        | <b>48</b>                        |

### Opis produktu

**Virbac Zenifel Dyfozur + Wkład Uzupełniający 48ml** to produkt stworzony z myślą o kotach, które borykają się z problemami behawioralnymi. Dzięki zastosowaniu feromonów o działaniu uspokajającym, ten dyfuzor pomaga w poprawie komfortu życia zwierząt. Uspokajające substancje sprawiają, że koty czują się lepiej, co przekłada się na ich zachowanie.

Dyfuzor Zenifel uwalnia feromony przez okres do 6 tygodni, co zapewnia długotrwałe działanie. Produkt jest szczególnie polecany w sytuacjach stresowych, takich jak zmiany w otoczeniu, przeprowadzki, hałas czy pojawienie się nowego zwierzęcia w domu.

#### Dane techniczne:

- Skład: Analogia frakcji F3 kocich feromonów policzkowych (3,33%)
- Pojemność: 48ml
- Waga: 0.3000 kg

#### Sposób użycia:

- Odkręć nakrętkę z wkładu i umieść go w dyfuzorze.
- Włóż dyfuzor do gniazdka elektrycznego w pozycji pionowej.
- Upewnij się, że flakon znajduje się poniżej gniazdka.
- Dyfuzor powinien być podłączony do gniazdka o napięciu 220-240 V przez cały czas użytkowania.

Produkt można stosować bez ograniczeń wiekowych dla zwierząt. Każdy flakon wystarcza na okres do 6 tygodni, jednak należy pamiętać, że różne czynniki, takie jak ruch powietrza czy temperatura, mogą wpłynąć na szybkość dyfuzji. W przypadku potrzeby, dyfuzor można łatwo wyczyścić, a jego użytkowanie nie wymaga specjalnych przygotowań.